

## ESTIMULADOR ELÉTRICO DE SANGRIA – EST



### **Características técnicas:**

Equipamento utilizado para acelerar a saída do sangue, logo após a abertura da pele (barbela) fazendo a incisão das carótidas, jugulares e dos grandes vasos sanguíneos, com modificações significativas no post-mortem.

Em conformidade com a NR10, possui chave geral com acionamento na porta frontal, não permitindo a abertura do mesmo energizado e com suporte para travamento com cadeado, padrão de cores de fiação e sinalização de acordo com a norma NBR 5410 (conforme orientado na NR-10), comando em baixa tensão – 24Vdc, sinalização Indicando Tensão de trabalho do painel e Risco de Descarga Elétrica, regulação dos parâmetros nos potenciômetros e relés.



- Tensão de alimentação: .....220V – 60Hz;
- Tensão de saída: .....20V a 80V;
- Frequência na saída.....60HZ a 500HZ;
- Corrente máxima: .....2A;
- Dimensões.....Alt.366mm x Larg. 310mm x Prof. 155mm;
- Peso.....6 Kg.

---

**DAL PINO IND. DE SERRAS LTDA.**

AV. INDUSTRIAL, 1982 – FONE: (11) 4991-3833 – FAX: (11) 4991-2608 - CEP 09080-501 –  
BAIRRO CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ – SP – BRASIL

C.N.P.J. (MF) N.º 58.328.204/0001-36 INSC. ESTADUAL: N.º 626.196.325.115 [www.dalpino.com.br](http://www.dalpino.com.br) / [dalpino@dalpino.com.br](mailto:dalpino@dalpino.com.br)